



ほうれい線、シミ、シワへの 効果が期待できる!!



特許申請中

口の中は皮膚を介さず直接筋肉をストレッチできる特異な部位です。ストレッチをすることで、口の中の筋肉ポンプが活性化され、瞬時に口腔周囲筋の血行不良が改善されます。摂食嚥下機能、呼吸機能改善のために臨床経験豊富な歯科医師が発案した画期的なセルフケア商品。まずは治療家の皆様に、口腔周囲筋が活性化し、口の中のボリュームが広がる感覚を体験してみてください。

【ストレッチオーラル®が届いたら】

- その1. 就寝前に使い方動画を見ながら、片方だけチャレンジ!
- その2. その後舌で口腔内のボリュームを確認してみてください。
- その3. その後反対側も同様に行う。

- ☑ 口臭が気になる
- ☑ しゃべりにくい
- ☑ 飲み込みにくい
- ☑ 口が開きにくい

製造元 **有限会社フォレスト**

〒624-0928 京都府舞鶴市竹屋20
TEL: 0773-76-1899

発売元 **内外歯材株式会社**

大阪本社
〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪2丁目3番10号
TEL: 06-6771-5553 (代) FAX: 06-6779-7845

名古屋営業所
〒464-0075 名古屋市千種区内山1丁目2番6号
TEL: 052-741-7011 (代) FAX: 052-741-7014

販売店名



ストレッチオーラル®とは

表情筋を口腔内からアプローチするマッサージツールです。


口腔から筋肉を刺激することにより、肌表面から比べ、小さな力で大きくマッサージ効果を発揮します。唾液流量、舌可動域の増加も期待できます。

美容

- ☑ ほうれい線
- ☑ 口角アップ
- ☑ しみ
- ☑ しわ

01 ほうれい線へのアプローチ

ストレッチオーラルを縦に持ち、小鼻の脇に向けて挿入。
筋肉が逃げないように反対の手で頬を押さえ、リンパの流れに沿って小鼻の脇から外側に向かってやさしく動かす。
片方5回ずつ、痛くない程度に行う。



02 口角のリフトアップ


ストレッチオーラルを、目尻の下にある出っ張った骨に向けて挿入。
筋肉が逃げないように反対の手で頬を押さえ、斜め45度下に向けて円を描くイメージでゆっくり動かす。
左右5回ずつ行う。



▶ 詳しい使い方の動画を配信しています。下記よりご覧ください。

03 唾液腺へのアプローチ

下唇から奥歯と頬の間にストレッチオーラルを挿入。
筋肉が逃げないように反対の手で頬を押さえ、手前から奥にたくし上げるように動かす。
左右5回ずつ行う。唇の内側にあるひだに触れないように注意する。



健康

- ☑ 口内炎予防
- ☑ 歯ぎしり予防
- ☑ 口臭予防
- ☑ リラックス
- ☑ 義歯安定
- ☑ 摂食嚥下機能向上
- ☑ 歯周病予防
- ☑ 舌へのアプローチ

01 舌の癒着を緩めるストレッチ

舌の下にストレッチオーラル®を挿入し、舌の下を広げるように歯の内側の歯茎を手前から奥に押しすむ。
嘔吐反射がある場合は無理のない程度に行う。



02 舌筋を鍛えて舌を拳上するエクササイズ

舌の右下にストレッチオーラル®の凸の面を上に向けて挿入する。
舌は下方に力をかけ、ストレッチオーラル®は上方に力をかける。
ストレッチオーラル®と舌で10秒押し合う。左側も同様に行う。



03 舌筋を鍛えるストレッチ

舌を上からストレッチオーラル®の凸の面を使って下方に押す。
下は上方に押し上げる。真ん中、右側、左側、舌先の4か所を10秒ずつ押す。



禁忌

- TPE エラストマ ラテックス（本製品の材質）に対してアレルギーをお持ちの方
- 外科的歯周病手術、インプラント、外科的矯正、口腔内再建手術を受けた方は使用の可否を担当医に相談してください。○美容的外科手術を受けた方

