

スペック・価格表

品名	DENT.EX ウルトラフロス						DENT.e-floss	
	種類	S3	S10	院内指導用S40	M3	M10		院内指導用M40
フィラメント	材質	高強度ポリエチレン(テクミロン)						ナイロン
	1本あたりの太さ	Ø0.037mm						—
フロス束	フィラメント本数	50本			100本			288本
	太さ	—			—			膨潤前:約0.3~0.4×1.0mm 膨潤後:約2.0mm
カラー	●●●●●●			○●●●●●			●●●●●●	
内容量	3本入	10本入	40本入	3本入	10本入	40本入	40m	
内装入数	20個	10個	—	20個	10個	—	12個	
メーカー希望 患者様向け価格/個	200円	490円	—	200円	490円	—	380円	

品名	DENT.EX 歯間ブラシ DENT.EX 歯間ブラシ院内指導用							DENT.EX 歯間ブラシ NON WIRE DENT.EX 歯間ブラシ NON WIRE 院内指導用		
	種類	4S	SSS	SS	S	M	L	LL	S-M	
通過径(mm)	0.6~	0.7~	0.9~	1.2~	1.4~	1.6~	2.2~	1.2~/1.5~		
ワイヤー	径(mm)	0.20	0.23	0.25	0.30			0.40	—	
	材質	超合金SA							—	
用毛	径(mm)	0.05	0.06	0.08			0.10	ブラシ部材質	TPS	
	材質	ナイロン							—	
毛切形状	テーパー							—		
植毛長	先端(mm)	1.8	2.0	2.5	3.0	4.5	6.5	1.6		
	後端(mm)	2.0	2.5	3.5	4.5	6.0	7.0	1.9		
	植毛部全長(mm)	10						12	12	
ハンドル部長さ(mm)	85							85		
カラー	●	●	○	●	●	●	●	●		
内容量	DENT.EX 歯間ブラシ 同院内指導用			4本入 40本入				DENT.EX 歯間ブラシ NON WIRE 同院内指導用		4本入 40本入
内装入数	DENT.EX 歯間ブラシ 同院内指導用			10個				DENT.EX 歯間ブラシ NON WIRE 同院内指導用		10個
メーカー希望 患者様向け価格/個	DENT.EX 歯間ブラシ 同院内指導用			500円				DENT.EX 歯間ブラシ NON WIRE 同院内指導用		500円

★価格には、消費税は含まれておりません。

品名	DENT.EX onetuft				
	種類	Systema Short	Systema	S	M
用毛	長さ(mm)	10.0*	11.7*	5/8	
	径(mm)	0.18	0.19	0.10	0.15
	材質	飽和ポリエステル樹脂		ナイロン	
	毛先	スーパーテーパード		—	
ヘッド部	外径(mm)	5.8			
	高さ(mm)	8.0			
ネック部	長さ(mm)	59.9			
	長さ(mm)	99.5			
ハンドル部	歯ブラシ全長(mm)	165.2			
	材質	ポリプロピレン(PP)			
カラー	●●●●				
内装入数	20個				
メーカー希望 患者様向け価格/個	300円				

※製品実測値を表記

LION

歯科医院様向資料



リスク部位のポイントケアに

歯間清掃 Tool select guide

歯間清掃用具 セレクトガイド



DENT.EX onetuft

DENT.EX 歯間ブラシ
NON WIRE

DENT.EX 歯間ブラシ

DENT.EX ウルトラフロス


DENT.e-floss

セルフケア提案型歯科医院への第一歩に

5分で測定できる **唾液検査 SMT** Salivary Multi Test 多項目・短時間唾液検査システム

① 採取 ▶ ② 測定 ▶ ③ 結果

簡単3ステップ、測定時間はわずか**5分**。
「歯の健康」「歯ぐきの健康」「口腔清潔度」に関する6項目をチャートで表示。口腔内の状況が一目でわかるため、患者様の理解もスムーズです。



SMTの詳細は専用ウェブサイトをご覧ください



▶ <http://lionpro.lionshop.jp/>

お問い合わせは e-mail : daeki@lion.co.jp

※本ガイドに掲載されている冊子等はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

製品選択をサポートする select guide

歯科医療従事者様に向けた冊子をご用意しています。日頃のセルフケア指導・製品選択にご活用ください。



ライオン歯ブラシ
セレクトガイド



チェックアップ
セレクトガイド



システムハミガキ
セレクトガイド

ライオン歯科材 ホームページ

ライオン歯科材 🔍 <https://www.lion-dent.com/>

ライオン歯科材株式会社


〒130-8644 東京都墨田区本所 1-3-7 TEL.03(3621)6183

株式会社モリタ

う蝕・歯周病予防のためには、
歯間部のプラークコントロールが重要です。


●使用率

歯間清掃用具の使用率は、2018年のライオン(株)調査で15~35%と、まだまだ浸透していないのが現状です。



●歯間部のプラークコントロール

歯ブラシだけでは約60%しか除去できない歯間部のプラーク。歯間清掃用具は、歯ブラシの毛先が届かない歯間部のプラークコントロールに効果が高いアイテムです。



リスク部位のポイントケア

●通常の歯ブラシでは磨き残しがちな部位(歯間部・歯頸部)などの部分清掃・集中ケアにおすすめ



口腔状態・部位に合った
歯間清掃用具をお選びください。

●セレクトガイド

歯周病リスクの高い方には、システム薬用歯間ジェルがおすすめです。歯間ブラシやワンタフトと一緒に！

フロス

- DENT. EX カルテック
- DENT. EX floss

歯間部のケア

- フロス初心者・苦手な方
- フロスに慣れていている方

歯間部のケア

- インプラント・補綴
- 部分磨き用

歯間ブラシ

- DENT. EX 歯間ブラシ
- DENT. EX 歯間ブラシ NON WIRE

ワンタフトブラシ

- DENT. EX onetuft
- Systema Systema Short M S


○白歯部へのアクセスが容易。
○水洗いをして、繰り返し使える。

○指に感覚が伝わるので、細かい作業ができる。
○優れたコストパフォーマンス。
※3.8円/回(1回40cm使用時)

○7種類のラインナップで歯間の大きさに合わせて選択できる。
○L字型で白歯部もケアしやすい。

○金属ワイヤーを使用していないゴムタイプ。
○L字型で白歯部もケアしやすい。

○握りやすいラウンドハンドルと内側に5°傾斜したネック形状。
○4種類のラインナップで、歯間だけでなく、様々な部位をケアできる。



DENT. EX ウルトラフロス

デント EX ウルトラフロス

切れにくく、使いやすいY字型ホルダー。



Sタイプ


※写真はS(3本入)

Mタイプ

※写真はM(3本入)

DENT. e-floss

デント イーフロス



スポンジ状に膨らみ、
効率よくプラーク除去。




DENT. EX 歯間ブラシ NON WIRE

デント EX 歯間ブラシ ノンワイヤー



歯垢を
ゴムタイプで
しゅっぴかり
落とす。



S~M

耐久性に優れたフィラメント

耐久性に優れた『テクミロン™』フロスを採用し、洗浄して繰り返し使えます。
また、摩擦抵抗が少ないため狭い隙間にもスムーズに入ります。

テクミロン™(高強度ポリエチレン繊維)とナイロンの比較

材質	フィラメント1本あたり		フロス束		
	太さ	引張破断強度	フィラメント数	引張破断強度	摩擦抵抗
テクミロン™	Ø37µm	254g 7.7倍	50本 ウルトラフロスS相当	12.7kg 2.7倍	55g 約1/4
			100本 ウルトラフロスM相当	25.4kg 5.5倍	64g 約1/3
ナイロン	Ø27µm	33g	140本	4.6kg	200g

テクミロン™: 超高分子量ポリエチレンから造られた高強度繊維材料。ヨットのロープ、セイルクロスなど、強度や耐久性が求められる製品に使用されています。

Y字型ホルダー

操作性に優れ、前歯部から臼歯部まで簡単にコントロールできます。

院内指導用

患者様への指導には、個包装・40本入の「DENT.EX ウルトラフロス 院内指導用」をご活用ください。



2タイプのフロス束

歯間サイズに合わせて選べます。




狭い歯間用

一般歯間用

たるみを持たせた束

束状のフィラメントが歯面に巻きつくように広がり、効果的にプラークを除去します。



たるみを持たせた束

歯面に広い範囲で接触

HOW TO

ライオン歯科材ホームページにて、使い方動画公開中。ぜひご利用ください。




唾液で膨らむフロス

『3次元ループ構造』のエキスパンディングフロスが唾液で膨らみ、広い面積のフロッシングが効果的に行えます。



挿入時

『水溶性ワックス』で滑りやすく、スムーズに挿入できます。



使用時

3次元ループ構造(走査型電子顕微鏡像)

ワックスが唾液で溶けだし、直径が約4倍のスポンジ状になり、効率的にプラークを除去します。

フロスを両手で引けば、通常の太さに戻ります。


ゴムタイプで優れた歯垢除去力

金属ワイヤーを使用していないゴムタイプの歯間ブラシ。極小突起を高密度に配置した独自のブラシ仕様で、歯垢の除去力に優れています。



ブラシ部

歯間部に合わせて使用できます。



耐久性が高く、洗って繰り返し(10回程度)使用できます。

DENT. EX 歯間ブラシ

デント EX 歯間ブラシ

折れにくく、あらゆる歯間に対応するL字型。



※写真は4S



DENT. EX onetuft

デント EX ワンタフト

磨き残しがちな部位の部分清掃・集中ケアに。



※写真はSystema Short



テーパースル+超合金製ワイヤー


テーパースル [特許第5439599号]形状で、超合金製ワイヤーの耐久性が高い。ワイヤーの弾力性に基づく適度なブラシ圧がプラーク除去に効果を発揮します。

110°アングルネック

臼歯部にもブラシを曲げずに挿入でき、頬側、舌側のどちらでも高い操作性を実現します。

7タイプ

患者様の歯間サイズ・状態に合わせて選択できます。



ワイヤーと共にノズルも変形

荷重

ワイヤーへの負荷を軽減

イメージイラスト



110°

院内指導用

患者様への指導には、個包装・40本入の院内指導用をご活用ください。



HOW TO

ライオン歯科材ホームページにて、使い方動画公開中。ぜひご利用ください。

リンクページのQRコードはこちら

タイプ	通過径	毛切形状(実物大)
4S	Ø0.6mm~	10mm
SSS	Ø0.7mm~	
SS	Ø0.9mm~	
S	Ø1.2mm~	
M	Ø1.4mm~	
L	Ø1.6mm~	
LL	Ø2.2mm~	12mm

4種類のラインナップ

届きにくい細部にも毛先が届くスーパーテーパード毛のシステム / システム ショート。ストレート毛・ペンシルカット、しっかりケアのM。デリケートな部位にソフトなS。患者様の口腔状態・部位に合わせてお選びください。

<p>11.7mm</p> <p>スーパーテーパード毛</p> <p>DENT. EX onetuft Systema</p> <p>歯周ポケットなど毛先の届きにくい奥までのケアに</p> <p>露出根分岐部</p> <p>狭い歯間部</p> <p>歯周ポケット</p>	<p>10mm</p> <p>スーパーテーパード毛</p> <p>DENT. EX onetuft Systema Short</p> <p>歯間部など毛先の届きにくい細部や狭い隙間のケアに</p> <p>狭い歯間部</p> <p>矯正ブラケット周囲</p> <p>ブリッジ・ボンディック下</p> <p>インプラント部</p>	<p>8mm</p> <p>ストレート毛</p> <p>ペンシルカット</p> <p>DENT. EX onetuft M</p> <p>叢生部など磨き残しがちな歯肉部位のしっかりケアに</p> <p>叢生部</p> <p>歯頸部</p> <p>最後臼歯遠心部</p>	<p>8mm</p> <p>ストレート毛</p> <p>ペンシルカット</p> <p>DENT. EX onetuft S</p> <p>歯頸部などデリケートな歯肉辺縁のケアに</p> <p>歯頸部</p> <p>孤立歯</p>
---	--	--	--

※製品実測値を表記

ラウンドハンドル

握りやすく、微妙な操作に対応できます。

内傾ネック形状

内側に5°傾斜したネック形状で歯の頬側・舌側のプラークのコントロールにも適しています。