

ARTE SHINE

アルテシャイン



2種類の研磨粗さをご用意し、従来よりも幅広い用途に対応可能となりました。
 お手元の補綴物最終艶出し研磨に是非お試しください。

使用用途:最終艶出し研磨

使用範囲:ジルコニア・ポーセレン・ガラスセラミックス・CAD/CAM 冠・ハイブリッドレジン・硬質レジン

【使い分けイメージ】

被研磨物	下地研磨	光沢面
<ul style="list-style-type: none"> ●ジルコニア ●ポーセレン ●ガラスセラミックス ●ハイブリッドレジン ●硬質レジン 	ファイン	
	エクストラファイン	

【使用例】アルテサーノ デュール 艶出し研磨ステップ

STEP.1
山八技工用カーバイドバーを用いて、サポートピンカット後の調整を行います。



加工物の表面性状

滑らかな場合

粗い場合

STEP.2
パワーロビンソンブラシ、アルテシャインファインを用いて、最終艶だしを行います。



STEP.2
ニューシリコンポイントIIを用いて、中研磨を行って下さい。



STEP.3
パワーロビンソンブラシ、アルテシャインエクストラファインを用いて、最終艶だしを行います。



新商品情報

アルテシャイン

一般医療機器 歯科用研磨器材

医療機器届出番号:23B1X10001C09081



種類	ファイン(赤)・エクストラファイン(青)
容量	25g
標準価格	5,000円

関連商品

アルテサーノ

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

医療機器認証番号:228AFBZX00018000



種類	Sサイズ	Mサイズ
サイズa×b×c(mm)	10×12×15	12×14×18
色調	A1・A2・A3・A3.5・A4	
容量	5個入/箱	
標準価格	15,000円	17,000円

アルテサーノ デュール

管理医療機器 歯科切削加工用レジン材料

医療機器認証番号:230AFBZX00005000



種類	Mサイズ
サイズa×b×c (mm)	12×14×18
色調	A2・A3・A3.5
容量	5個入/箱
標準価格	24,000円

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご購入等もお待ちしております) www.yamahachi-dental.co.jp/

5119

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL (0533) 57-7121 FAX (0533) 57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp