

CAD/CAMによる

切削加工用【ワックスディスク】



ファースト

標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

一般医療機器 歯科用キャストワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000151

単位:mm

販売名	色調	サイズ (厚)	径
ワックスディスク ファースト	グレー	14・20	98

操作性に優れており、切削後の加工が容易です。オープンタイプにも使用できます。急速加熱にも対応できます。



エクストラ

標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

一般医療機器 歯科用キャストワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000126

単位:mm

販売名	色調	サイズ (厚)	径
ワックスディスク エクストラ	グレー	14・16・17・20	98

良好な切削を有し、焼却後の残りがすをほとんど出しません。操作性に優れ、切削後の加工が容易です。オープンタイプにも使用できます。クラウンワックスと馴染みがあるグレー色を採用しました。ご使用の際は集塵機をご使用下さい。



レギュラー・ハード 標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

一般医療機器 歯科用キャストワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000093

単位:mm

販売名	色調	規格	サイズ (厚)	径
ピュア ワックスディスク	ブルー	レギュラー	17・22	98
		ハード	22	

表面は適度な硬さを有し、安定した切削が可能です。操作性にも優れており、また適度の弾性を持っているので、咬合器でのバイト合わせなどの作業にも適しています。オープンタイプにも使用できます。



Smile (スマイル) 歯冠色

標準価格 **3,000円** (1枚/箱)

一般医療機器 歯科用キャストワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000142

単位:mm

販売名	色調	サイズ (厚)	径
ワックスディスク Smile	歯冠色	14・20	98

ワックスディスクのご使用について、クリストバライト系埋没材を使用する場合は、急速(急激)な加熱は避けてください。ワックスパターンはある程度の間隔(1mm以上)を開けて植立してください。ディスクに切り込みが入っているため、機械への再装着が容易にできます。※一部商品を除きます。いずれも添付文書をよくお読みのうえご使用ください。

【 ワクシー ディスク 】



レギュラー・ハード 標準価格 3,000円 (1枚/箱)

単位: mm

商品名	色調	サイズ(厚み)	径	医療機器届出番号
ワクシーディスク レギュラー	ブルー	14・16・20	98	一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000097
ワクシーディスク ハード		14・20		一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000098

「WAXY」用に開発されたワックスディスクです。表面は適度な硬さを有し、安定した切削が可能です。操作性にも優れており、また適度の弾性を持っているので、咬合器でのバイト合わせなどの作業にも適しています。オープンタイプにも使用できます。



ブラウン 標準価格 3,000円 (1枚/箱)

単位: mm

商品名	色調	サイズ(厚み)	径	医療機器届出番号
ワクシーディスク ブラウン	ブラウン	14・16	98	一般医療機器 歯科用キャスト用ワックス 医療機器届出番号 36B2X10006000106

「WAXY」用に開発されたワックスディスクです。切削後のワックスアップも、クラウンワックスとの馴染みが良く、形成作業に適したワックスディスクです。ご使用の際は集塵機をご使用下さい。

関連商品

歯科技工用光学印象採得補助材料

ピュア スキャンパウダー

一般医療機器 医療機器届出番号 36B2X10006000108



被膜を薄く均一に塗ることができ**精度が良くなります**
 パウダーを固形にすることにより**無駄を少なく**できます
専用筆を使うことによりパウダーの**ノリが良くなります**
 スペーサーや硬化剤またはコーティング剤が処理されている模型にも
 使用できます
 ワックスアップ後の**ダブルスキャン用**にも使用できます

●取扱店

株式会社 クエスト

【本社】

徳島県小松島市芝生町字西居屋敷53-1

電話 0885(38)9777 FAX 0885(38)9888

【愛知物流センター】 ※受注・発送拠点

愛知県半田市横山町157-1

電話 0569(27)7017 FAX 0569(27)5998