



DENTAL CASTING WAX

SAN ESU DISK W

サンエスディスクW
歯科用キャストリングワックス

サンエスディスクWは、切削加工に優れ、焼却後の残渣が少ない急速加熱対応
CAD/CAM切削加工用のワックスディスクです。

14mm・20mmの2種類をご用意しておりますので加工機に合ったサイズをお選びいただけます。



φ98×T14mm

φ98×T20mm

高い切削性

築盛が可能

残渣が
少ない

急速加熱対応のワックスディスク。

特 長

- 1 加工面が綺麗です。
- 2 焼却後の残渣がほとんど残りません。
- 3 陰影が見やすく目に優しいグレー色です。
- 4 厚さは20mm、14mmの2種類からお選びいただけます。
- 5 マージンワックス等追加築盛が可能です。

用 途

CAD/CAM 切削加工専用ワックスディスク。

包装及び形態

直径98mm 厚さ20mm グレー 1枚入り箱×5/PC
直径98mm 厚さ14mm グレー 1枚入り箱×5/PC

使用上の注意事項

- 1 石こう系埋没材を使用する場合、マージンにバリがでることがあります。その場合、急速加熱を避けるか、マージンワックスをご利用下さい。
- 2 高速加工タイプの装置での連続運転(15パターン以上)は、お避け下さい。
- 3 本品の切削粉が目に入らない様に注意すること。万一目に入ったときは、直ぐに大量の流水で洗浄し眼科医の診断をうけること。
- 4 本材は、可燃性であるので、使用の際は火傷をしないように注意すること。
- 5 本品を焼却する際は局所排気装置や換気扇などを設け、焼却による煙及び蒸気を吸入しないこと。



サンエス石膏株式会社

大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

デンタル事業部

東京オフィス | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F
TEL(03)5283-6201(代) FAX(03)5283-6205

大阪オフィス | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

福岡オフィス | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>
E-mail : headquarter@san-esugypsum.co.jp

サンエス石膏

検索

一般医療機器届出番号27B2X00022000055 製造販売元:サンエス石膏株式会社

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ