

様々な治療スタイルを One System で効率化

Tetric® N-Line

世界中で愛され続けるIvoclarの
コンジットレジン
テトリック N-ライン

NEW



大きな窩洞には、 One ステップ充填で効率化を

テトリック N-フロー バルクフィル

NEW

手にスッとフィットする
持ちやすいデザイン

一気に流れる
φ1.2mm
カニューレ

4mm 1塊充填を5秒*で

*LED光照射器 2,000mW/cm²

力を入れやすい形状

1つのシェードでカバー
ユニバーサルタイプ

効率的な3つの理由



5秒*で
固まる

Ivoclarが開発した「イボセリン (Ivocerin®)」と「アセンシオテクノロジー」が、5秒重合*を可能にします。イボセリンは、「5秒重合」に欠かせない重合開始材。アセンシオテクノロジーは、4mmの深さにも照射光を奥底まで届ける技術。これらが「5秒重合」を実現し、未重合の不安を軽減します。



最小限の
シェード選択

1つのシェードで多くの症例がカバーできるユニバーサルタイプ (IVA)。
IVAとは、Ivoclar (IV) が独自に定義するAシェード系の意味で、A系シェードへ自然とマッチさせます。



何がすごい？
イボセリン

<https://vimeo.com/699309387/57d36d4ab7>

スピード充填

カニューレから一気に流れるハイフローの流動性。治療時間の短縮に繋がります。Ivoclarならではのフロアブルレジンをお試しください。



アセンシオ
テクノロジーとは？

<https://vimeo.com/701941311/640e22e089>

Your system, Your choice



≤4mm 5秒 IV-A

テトリック N-フロー バルクフィル



治療スタイルに合わせて、
組み合わせを自由に選択

フロータイプ

小さな窩洞には、美しいカメレオン効果が期待できるフロータイプ



テトリック N-フロー



ペーストタイプ

前歯や咬合面は、ペーストタイプで美しく成形。カメレオン効果も。



テトリック N-セラム



ペーストタイプ

咬合面を丸ごと4mmバルクで成形できるペーストタイプ



≤4mm 5秒 IV-A

テトリック N-セラム
バルクフィル



自然に馴染む色合い
カメレオン効果



バルク重合 (4mm)

≤4mm

ブリーチ・トランスシェード



5秒照射 (2,000mW/cm²)

5秒

コントロールしやすい流動性
チクソトロピー性



IVAでA-シェードにカラーマッチ
ユニバーサルシェード

IV-A

Delivery forms

製品内容

フロータイプ



テトリック N- フロー バルクフィル

シリンジ 各 2g × 1

681364AN IVA **681373AN** IVB **604027AN** IVW

テトリック N-フロー

シリンジ 各 2g × 1

604046AN A1 **604047AN** A2 **604048AN** A3 **604049AN** A3.5
604050AN A3.5 D **604051AN** A4 **604052AN** B2 **604053AN** T
604054AN BL L **604055AN** BL I

キャビフィル 各 0.25g × 10

604056AN A1 **604057AN** A2 **604058AN** A3 **604059AN** A3.5
604060AN A3.5 D **604061AN** A4 **604062AN** B2 **604063AN** T
604064AN BL L **604065AN** BL I

テトリック N-ファミリー シェードガイド

604023AN 1個



テトリック N- フロー バルクフィル 用チップ
 カニューレ ブラック (Ø1.2mm)

669838 20個 × 1



フロー用 アプリケーター
 カニューレ ブラック (Ø1.1mm)

597315 20個 × 1



キャビフィル インジェクター

627882AN 1個



ペーストタイプ



テトリック N- セラム バルクフィル

シリンジ 各 3.5g × 1

644171AN IVA **644172AN** IVB **644173AN** IVW

テトリック N-セラム

シリンジ 各 3.5g × 1


604025AN A1 **604026AN** A2 **604027AN** A3 **604028AN** A3.5
604029AN A3.5 D **604030AN** A4 **604031AN** B2 **604032AN** T
604033AN BL L **604034AN** BL I

キャビフィル 各 0.25g × 10

604035AN A1 **604036AN** A2 **604037AN** A3 **604038AN** A3.5
604039AN A3.5 D **604040AN** A4 **604041AN** B2 **604042AN** T
604043AN BL L **604044AN** BL I

テトリック N-セラム バルクフィル シェードガイド

644153 1個



	A1	A2	A3	A3.5	A4	B2	A3.5D	T	ブリーチL	ブリーチI
テトリック N-フロー/セラム										
透過性	エナメル 11.5 ± 1% (天然エナメル質 11 ~ 13%)						デンチン 7 ± 0.5% (天然象牙質 7 ~ 8%)		トランス 15 ± 1%	

トランスシェードの特長

T (Trans) 透過性が高い前歯部用シェードです。

BL-L (Light) 透過性が高い材料で、一般的に漂白歯や乳歯に適しています。

BL-I (Incisal) 透過性が高い前歯部のオレンジがかったオパール効果を再現できます。

一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N- フロー バルクフィル / 認証番号：302AGBZX00137000 / 管理医療機器
 一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N- セラム バルクフィル / 認証番号：225AGBZX00011000 / 管理医療機器
 一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N- セラム / 認証番号：220AKBZX00010000 / 管理医療機器
 一般的名称：歯科充填用コンポジットレジン / 販売名：テトリック N- フロー / 認証番号：220AKBZX00027000 / 管理医療機器
 一般的名称：歯科用充填器 / 販売名：キャビフィル インジェクター / 届出番号：13B1X10049IV0025 / 一般医療機器

テトリック N
製品詳細
www.ivoclar.com/ja_JP/CMS/brochures/Tetricline_spec.pdf

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1-28-24
 TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

ivoclar.com
 info.japan@ivoclar.com