

ダイヤチップ・プライヤー


このプライヤーは先端にダイヤモンド粉末を塗布してありますので、補綴物を始め矯正材料などの小物をつかんだ時に滑りません。また下記のようにユニバーサルな使い方があります。

特 徴

1. ダイヤモンドが塗布してあるのでつかみ易く滑らない。
2. ピンセットより把持が良い。
3. 滑脱による誤飲を防止する。
4. シャンクが長いので後方歯牙に到達しやすい。

用 途



1. テンポラリークラウン、鑄造冠、メタルコアー、前装冠、ジャケットクラウンの試適、仮着の撤去に
2. 臼歯部の残根の抜去に
3. 矯正用としてブラケット、パッカルチューブ、スプリングなどの接着時に
4. 根管治療用としてガッタパーチャポイント、シルバーポイントの把握に
5. 補綴物を研磨する際の保持に



A 上顎用

B 下顎用

C コーク型



引用文献：補綴臨床 Vol.27 No.3 1994.5.