



# zero SERIES

ゼロシリーズ

1枚ずつ取り出せる  
快適！ゼロシリーズ

## グレイシアゼロ

- ◎グローブはカフ部より1枚ずつ出てきます。
- ◎取り出す際には、カフ部を引っ張るだけ。
- ◎ボックス内に手指を入れたり、余分に出てきたグローブを戻すリスクがないため、ボックス内が汚染されません。



仕様 / 製品情報	
サイズ	X S, S, M, L
入数	125枚 / パック × 16 / ケース
医療用検査用 ニトリルグローブの規格	「ASTM D6319」に準拠
抗がん剤に対する 医療用グローブ基準	「ASTM D6978-05」に準拠
医療機器製造販売 届出番号	13B2X10166000010
その他	食品衛生法適合

# 1枚ずつ取り出せる快適！ゼロシリーズ

**zero**  
SERIES



## ゼロ エプロン

◎タービン・超音波スケーラーを使用する処置や器具の洗浄時の必須アイテム。◎ポリエチレンを使用し、高いバリア性能を実現します。◎すばやく1枚ずつ衛生的に取り出せるパッケージデザイン。◎首周りが大きく開かず、しっかり防菌します。◎肩下までカバーし、肩周りも防菌するデザインです。

### ゼロエプロン製品情報

入数 35枚/パック×20/ケース

寸法 685mm×1,150mm

カラー ピンク(ZAL-P)・ホワイト(ZAL-W)  
※0品番 イエロー(ZAL-Y)・グリーン(ZAL-G)

## zero Dispenser

### ゼロ ディスペンサー システム

ゼログローブ、ゼロエプロン共通のディスペンサー。必要な場所に必要の種類、サイズのPPEを自由に選択、設置可能です。取り出しやすさはもちろんのこと、スタイリッシュなデザイン、コンパクトさにこだわりました。



with コロナ時代

患者さまもスタッフも守れるクリニックへ

■ 日本総代理店・総発売元

株式会社 モレーンコーポレーション

〒164-0003 東京都中野区東中野5-1-1 ユニゾンモール3F

[www.moraine.co.jp](http://www.moraine.co.jp)



(本カタログ内容は令和3年7月現在のものです。) Ver.1

■ 販売元 内外歯材 株式会社

〒543-0062

大阪市天王寺通阪 2-3-10


TEL 06-6771-5553 FAX 06-6779-7518

名古屋営業所


TEL 052-741-7011 FAX 052-741-7014



① 蓋のくぼみの裏側にディスペンサー内部から図①のように指先をかけます。



② 親指を蓋のくぼみの部分にあてディスペンサー本体を外側に押し出します。



③ ディスペンサー本体と蓋に隙間ができたなら、そのまま蓋を外します。



④ パネを押し込みながらグローブをセットします。



⑤ 蓋を押してしっかりとセットします。この時、蓋のくぼみがディスペンサーの長辺側になるようにセットしてください。



⑥ ミシン目にそって取り出し口を開けます。