



Meinan
名南歯科貿易株式会社



3Dプリンター用樹脂



keyprint®シリーズ


キーモデルウルトラ

シート圧接用、アライナー用模型のプリントが可能。




キーモデルウルトラ

KeyModel Ultra™




高速プリント

メーカー独自の研究で開発された樹脂によって、異なる波長や光源方式でも安定した高速プリントを実現します。



安定した精度

各3Dプリンターのモデルごとに積層プログラムが用意されています。安定した精度で積層が行なえます。



分離剤配合

シートの熱成型前の分離剤は不要です。樹脂表面に皮膜を発生させ、成型したシートと模型の剥離を簡単にします。

製品仕様



販売商品名 キーモデルウルトラ
アイボリー 1kg

販売価格 19,000円(税別)

一般的名称：歯科用樹脂系模型材
一般医療機器届出番号：23B2X10023000423

販売商品名 キーモデルウルトラ
ライトグレー 1kg

販売価格 19,000円(税別)

一般的名称：歯科用樹脂系模型材
一般医療機器届出番号：23B2X10023000423

keystone® と3Dプリンター

Keystoneはマウスガード、フォーマーなどを主に、様々な歯科材料を製造する世界的なメーカーです。

近年では3Dプリンター用樹脂の研究開発に注力し、高品質な商品を大量生産によって低コスト化を実現。現在は樹脂の大手サードパーティーとして、世界中から注目を集めており、シェアを拡大しています。

385nm
対応

405nm
対応

■その他詳細
最大引張強さ >50 MPa
引張係数 >1,700 MPa
破断伸度 5 %
最大曲げ強さ >70 MPa
曲げ弾性率 >1,940 MPa
粘度(25°C) 500-600 cP

対応機種

今お持ちの3Dプリンターですぐに使用可能

検証完了

- | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Asiga® MAX (385 nm) | Microalay Eve (405 nm) | Ackuretta Dentiq (405nm) | SHINING 3D® Accufab-L4D (405nm) |
| Asiga® PRO 4k (385 nm) | Microalay Versus (385 nm) | Ackuretta SOL Mono (405nm) | Nexa3D NXD200 (405 nm) |
| Rapid Shape D20+, D30+, D20II, D30II, D40II (385 nm) | MiiCraft 125 (405 nm) | Phrozen Sonic XL 4k (405 nm) | Nexa3D XiP (405 nm) |
| Rapid Shape D70, D90, D100 (385 nm) | MiiCraft Ultra (405 nm) | Phrozen Sonic Mini 4k (405 nm) | RayShape® Shape 1 (405nm) |
| Sisma Everes UNO (405 nm) | Ackuretta FreeShape (405nm) | SHINING 3D® AccuFab-D1/D1s (405nm) | Elegoo Mars 3 Pro 4k (385nm) |

検証中 (積層プログラム準備中)

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Dekema trix® Print (385 nm) | Planmeca Creo C5 (405nm) | Anycubic Photon Mono X 6Ks (405 nm) |
| Uniz Slash 2 (405 nm) | Zortrax Inkspire 2 (405nm) | Anycubic Photon Mono M5 (405 nm) |

keyprint®
COMPATIBLE



※ 製品の外観は現物と多少異なる場合がございます。価格・仕様は予告無く変更する場合がございます。

※ 上記は2024年1月時点の情報です。最新情報は、弊社Webサイトにてご確認ください。



名南歯科貿易株式会社

本社：〒454-0805 愛知県名古屋市中川区舟戸町2番26号
TEL: (052) 799-4075 FAX: (052) 353-6610

東京オフィス：〒102-0082 東京都千代田区一番町27-2 理工図書ビル2F
& ショールーム TEL: (03) 6261-3523 FAX: (03) 6261-3524



取扱店