



歯科切削加工用セラミックス

HI-TRANS ZIRCONIA

ベレッツァ ハイトランス ジルコニア



え!? これがジルコニア!?
これまでにない透明感!



VITAシェード(A系統)が充実!

VITAシェードをはじめ、全8種のカラーより選べるようになった
ベレッツァ ハイトランス ジルコニア。

これまでのジルコニアでは難しかった約50%という透過率
を実現し、より自然で隣接歯にもなじみやすい歯科補綴物を
製作できるジルコニアディスクです。

高い透光性を実現し、より天然歯に近づいた ハイトランス ジルコニア


VITAシェードに基づいた5色が追加され、全8色からお選びいただけます。カラーディスクを使用することにより、作業ステップの簡易化や作業時間短縮に活用しやすくなりました。ステインテクニックなどと併せることで、より自然な仕上がりを実現できます。また、高い透過率を維持しながら900MPaの曲げ強度を持つ「900シリーズ HT-V/MV」は隣接歯ともなじみやすいピンクがかかった色調のカラーディスクです。



製作上の注意 大きな負荷のかかる症例には使用しないでください。

透過性比較

ハイトランス ジルコニアはプレミアム ジルコニアに比べ、透過率50%という高い透過性を有しています。




物性

シェード	HT-ホワイト/HT-A0 HT-A1/A2/A3/A3.5	HT-V/MV (900シリーズ)
収縮率(%)	約19	約19
ビッカース硬度 ※1	1,330	1,330
曲げ強度 (MPa) ※2	650	900
透過率 ※3	50%	49% 48%

※1 硬度・曲げ強度は焼結後の数値です ※2 3点曲げ強度 ISO 6872:2008に基づく ※3 ニッシン調べ 試験片厚み1mmの場合

焼成スケジュール



サイズ / 標準価格(税別)

シェード	直径	厚み	標準価格
HT-ホワイト	98mm	14mm	33,000円
		18mm	36,000円
HT-A0/A1/A2/A3/A3.5	98mm	14mm	34,000円
		18mm	37,000円
HT-V/MV (900シリーズ)	98mm	14mm	34,000円
		18mm	37,000円
		22mm	41,000円
		26mm	45,000円

●販売名:ベレッツァ ハイトランス ジルコニア ●分類:管理医療機器 ●一般的名称:歯科切削加工用セラミックス ●認証番号:226AFBZX00088000 (※ベレッツァ ハイトランス ジルコニアは、東ソー株式会社製の原料を使用しています。)

●カタログに記載の商品及び色見本などの色調は、印刷のため実物とは異なります。
●仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
●価格は、2016年2月現在のものです。 ●ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。

製造販売元 株式会社ニッシン 京都府亀岡市旭町樋ノ口88

販売元 株式会社アイキャスト

〒604-0847 京都市中京区烏丸通り二条下る秋野々町513番地 京都第一生命泉屋ビル8階
TEL 075-257-7270 FAX 075-257-7271

www.i-cast.jp