



歯科医師 歯科衛生士は 時間がない

患者さんの入れ替え時間、何分ですか？

- ◆ ユニット周りをこれ一つで
- ◆ 環境表面の洗浄・除菌が同時に可能
- ◆ EN 欧州規格準拠

歯科医院に選ばれています。

「これ一つで全部拭けるので、次の患者さんをお待たせする時間が減りました」

「小さなアルコールワッテでの清掃は時間がかかって面倒でした。アルコールのみでは洗浄ができていなかったことを知って驚きました」

「最後まで毛羽立たず、隅々までしっかり除菌できます」

「様々なウイルスの減少率に関するデータがあるため、自信を持って対応できます」




clinell®

クリネル ユニバーサル



取り出せて無駄がない。
字ストロークで一方に。一度拭き取った汚れや菌を広げない。
リスクがない。



- ◆ 洗浄 & 除菌が同時に可能
- ◆ 幅広い細菌やウイルスに対応
- ◆ 素材への影響が少ない



727、EN14476等に準拠
か、医療機器や電化製品を清拭される際はご注意ください。
箇所はベタつく可能性があります。1日1回は水を染み込ませたペーパータオルでの清拭をお勧めします。
成用の製品です。口腔粘膜や人体に用いる器具の消毒には使用できません。
等によってサビが生じる可能性があります。
リカーボネート等)は変質が生じる可能性があります。

品名	内容量	ワイプサイズ	価格(税抜)
ユニバーサル 50 (クリップバック)	50枚/袋	20 × 20 cm	600円
ユニバーサル 200	200枚/袋	20 × 28 cm	1,900円
ユニバーサル 100 (厚手)	100枚/袋	18 × 26 cm	2,000円